












## P.G.A Rapid

Absorción en 40 días

<b>Estructura</b>	Multifilamento trenzado y recubierto.
<b>Composición</b>	Ácido poliglicólico recubierto de estearato cálcico, éster de ácido graso de sacarosa y policaprolactona.
<b>Color</b>	Incoloro - violeta (oftalmología)
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma
<b>Fuerza tensil</b>	Vida útil 5 a 7 días
<b>Absorción</b>	40 días
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal en cierre de tejidos de rápida cicatrización.</li> <li>• Pérdida del 55% de la fuerza tensil de 5 a 7 días.</li> <li>• Seguridad absoluta en el anudado.</li> <li>• Suavidad - Ofrece un deslizamiento suave y atraumático a través de los tejidos.</li> </ul> <p><b>Episiotomías y fimosis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort para el paciente - Al perder el 55 % de presión entre el 5º y 7º día, evita que sufra etapas de dolor y que le tengan que ser retirados los puntos.</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	Piel, episiotomías, fimosis, mucosa oral, conjuntiva, párpados y ligaduras. Cirugía digestiva, cirugía pediátrica, urología, oftalmología y urgencias.
<b>Presentación</b>	Cajas de 36 unidades - Oftalmología cajas de 12 un.

-  N° lote
-  Referencia catálogo
-  Un solo uso
-  No reesterilizar
-  Caducidad yyyy-mm año-mes
-  Esterilizado por rayos gamma
-  Preservar de la luz de sol
-  No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado
-  Ver instrucciones
-  Fabricante
-  Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.



VIDA ÚTIL  
5-7  
DÍAS

# Suturas Aragón

## P.G.A Rapid

Ácido Poliglicólico

Absorción 40 días  
Episiotomías, fimosis, cierre piel.



### Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com

**aguja 1/2 círculo cilíndrica**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C8	13 mm	70 cm	incoloro	6/0	0,7	<b>42220</b>
Urología Cirugía pediátrica	C11	18 mm	70 cm	5/0	1	<b>42021</b>
		70 cm	incoloro	4/0	1,5	<b>42099</b>
		70 cm	3/0	2	<b>42032</b>	
		70 cm	2/0	3	<b>42046</b>	
Ginecología Desgarros perineales	C14	22 mm	70 cm	4/0	1,5	<b>42003</b>
		70 cm	incoloro	3/0	2	<b>42031</b>
		70 cm	2/0	3	<b>42106</b>	
Ginecología Cirugía Digestiva	C16	26 mm	70 cm	3/0	2	<b>42006</b>
		70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42045</b>
		70 cm	0	3,5	<b>42101</b>	
Cirugía General Cirugía pediátrica	C20	30 mm	90 cm	2/0	3	<b>42123</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42124</b>
Ginecología Episiotomias	C24	37 mm	90 cm	2/0	3	<b>42125</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42126</b>
		90 cm	1	4	<b>42127</b>	
Cirugía General Cirugía Pediátrica	C26	40 mm	90 cm	0	3,5	<b>42054</b>
		90 cm	incoloro	1	4	<b>42066</b>
C33	48 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42053</b>

**aguja 1/2 círculo triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía General Traumatología	TC16	26 mm	70 cm	4/0	1,5	<b>42022</b>
		70 cm	incoloro	3/0	2	<b>42027</b>
		70 cm	2/0	3	<b>42038</b>	
		70 cm	0	3,5	<b>42049</b>	
Traumatología Piel	TC20	30 mm	70 cm	2/0	3	<b>42037</b>
		70 cm	incoloro	0	3,5	<b>42048</b>
		70 cm	1	4	<b>42061</b>	
Cirugía General Traumatología	TC24	37 mm	90 cm	2/0	3	<b>42117</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42102</b>
		90 cm	1	4	<b>42059</b>	
Cirugía General Traumatología	TC26	40 mm	90 cm	0	3,5	<b>42103</b>
		90 cm	incoloro	1	4	<b>42118</b>
		90 cm	2	5	<b>42207</b>	
TC33	48 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42119</b>

**aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Piel Ginecología	PTC20	30 mm	90 cm	2/0	3	<b>42120</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42121</b>
		90 cm	1	4	<b>42122</b>	
Piel Ginecología	PTC24	37 mm	90 cm	2/0	3	<b>42107</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42088</b>
		90 cm	1	4	<b>42100</b>	
Episiotomias	PTC26	40 mm	90 cm	0	3,5	<b>42104</b>
		90 cm	incoloro	1	4	<b>42109</b>
Piel Ginecología	PTC33	48 mm	90 cm	0	3,5	<b>42105</b>
		90 cm	incoloro	1	4	<b>42110</b>

**aguja 3/8 círculo triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Piel Subcuticular	TB10	12 mm	45 cm	5/0	1	<b>42129</b>
		45 cm	incoloro	4/0	1,5	<b>42130</b>
Maxilofacial Urología	TB12	16 mm	45 cm	5/0	1	<b>42215</b>
		45 cm	incoloro	4/0	1,5	<b>42131</b>
Piel Subcuticular	TB15	19 mm	70 cm	4/0	1,5	<b>42001</b>
		70 cm	incoloro	3/0	2	<b>42005</b>
		70 cm	2/0	3	<b>42034</b>	
Piel Subcuticular	TB19	24 mm	70 cm	3/0	2	<b>42132</b>
		70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42133</b>
		70 cm	0	3,5	<b>42216</b>	
Piel Subcuticular	TB26	37 mm	70 cm	3/0	2	<b>42134</b>
		70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42135</b>

**aguja recta triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Piel	TR60	60 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42209</b>

**aguja 3/8 círculo triangular punta precisión**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Plástica	ATB8	11 mm	45 cm	6/0	0,7	<b>42159</b>
		45 cm	incoloro	5/0	1	<b>42147</b>
Piel Subcuticular	ATB10	13 mm	45 cm	4/0	1,5	<b>42138</b>
		45 cm	incoloro	5/0	1	<b>42221</b>
Maxilofacial Urología	ATB12	15 mm	70 cm	4/0	1,5	<b>42148</b>
		70 cm	incoloro	5/0	1	<b>42217</b>
Piel Subcuticular	ATB15	19 mm	70 cm	5/0	1	<b>42217</b>
		70 cm	incoloro	4/0	1,5	<b>42149</b>
		70 cm	incoloro	3/0	2	<b>42150</b>
		70 cm	2/0	3	<b>42193</b>	
Piel Subcuticular	ATB19	24 mm	70 cm	3/0	2	<b>42152</b>
		70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42208</b>

**aguja 3/8 círculo cilíndrica punta trocar**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Piel Urología Ginecología	PTB13	18 mm	70 cm	incoloro	4/0	1,5	<b>42128</b>

**hebras sin aguja/sobre**

DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
3 hebras de 70 cm.	incoloro	3/0	2	<b>42113</b>
		2/0	3	<b>42114</b>
		0	3,5	<b>42115</b>
		1	4	<b>42116</b>
3 hebras de 45 cm.	incoloro	3/0	2	<b>42014</b>
		2/0	3	<b>42015</b>
		0	3,5	<b>42016</b>
		1	4	<b>42017</b>

**aguja 3/8 círculo espatulada**

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Óftálmica Caja x 12 un.	CTS	6,6/200	30 cm	violeta	7/0	0,5	<b>42901</b>

**aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Set de episiotomía 3 suturas x sobre	2xPTC26	40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42801</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42801</b>	
1xATB19	24 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42801</b>	

**aguja 3/8 círculo triangular punta precisión**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
1xATB19	24 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42801</b>

**aguja 1/2 círculo cilíndrica**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Set de episiotomía 3 suturas x sobre	2xC26	40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42802</b>
		90 cm	incoloro	0	3,5	<b>42802</b>	
1xATB19	24 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	<b>42802</b>	

