



BISTURÍ DESECHABLE

Descripción

Bisturí desechable, de un solo uso, con hoja de acero inoxidable de grado médico, de corte inicial y repetido, con un filo de gran precisión fijado de forma segura en el mango ergonómico resistente y antideslizante. La hoja lleva un protector de plástico que cubre para el filo. Está envasado individualmente en un sobre termosellado con pestaña de fácil apertura.

Indicaciones

Está indicado para realizar incisiones en tejidos blandos.

Material

- Hoja: Cuchillas de acero inoxidable de grado médico. El grado de acero cumple con los requisitos de BS 2982: 1992 y EN ISO 7153.
- Mango: Plástico ABS (Acrilo-Nitrilo-Butadieno-Estireno).

Características

- La hoja lleva un protector de plástico que cubre el filo.
- El mango semi-rígido está diseñado ergonómicamente, lo que proporciona seguridad y confort.

Código	Descripción	Medidas asa de bisturí	GTIN	Unidades de Venta
ABB7010	Bisturí nº 10	Nº3	18902828011697	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7011	Bisturí nº 11	Nº3	18902828011727	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7012	Bisturí nº 12	Nº3	18902828011758	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7015	Bisturí nº 15	Nº3	18902828011772	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7020	Bisturí nº 20	Nº4	18902828011826	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7021	Bisturí nº 21	Nº4	20884521684888	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7022	Bisturí nº 22	Nº4	18902828011840	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7023	Bisturí nº 23	Nº4	18902828011864	100 unidades (10U x 10 Packs)
ABB7024	Bisturí nº 24	Nº4	18902828011871	100 unidades (10U x 10 Packs)

BISTURÍ DESECHABLE

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de látex Sí

Exento de DEHP Si

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

Envasados individualmente

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Esterilizados por Radiación Gamma

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE

